


COOLIPO TWIN

Cryolipolysis System

Tecno**medica**
Aesthetic Innovation



Como trabaja la Cryolipolysis no-invasiva?



Paso 1

Enfriamiento preciso y controlado se aplica a través de la piel hasta llegar a la capa de grasa.

Paso 2

El enfriamiento se mantiene por tiempo predeterminado para dañar las células de grasa.

Paso 3

Las células de grasa comienzan un proceso de eliminación natural que se prolonga durante varios meses.

Paso 4

La eliminación natural de las células de grasa con el tiempo resulta en la reducción de la capa de grasa.

La ciencia de la Cryolipolysis selectiva

La tecnología utilizada por el CoolipoTwin es la Cryolipolysis selectiva.

Tratamiento no-invasivo del tejido adiposo para inducir la lipólisis (apoptosis) de las células de grasa, logrando así la reducción de grasa y medidas sin daño a otros tejidos.



La mejor opción en Cryolipolysis

- ❑ CoolipoTwin es la mejor opción para un tratamiento de Cryolipolysis, ya que al **NO aplicar succion**, se puede utilizar en cualquier zona del cuerpo sin riesgo de flacidez, ni los dolorosos y antiestéticos hematomas (moretones).



Beneficios de un tratamiento no invasivo

- ❑ No hay agujas
- ❑ No incisiones
- ❑ No necesita anestesia
- ❑ No necesita medicamentos para el dolor
- ❑ No hay tiempo de recuperación



Qué puedo hacer durante el tratamiento?



El procedimiento CoolopoTwin es cómodo para la mayoría de los pacientes que pueden

- ☐ leer
- ☐ Trabajar en su computadora portátil
- ☐ Escuchar música
- ☐ O simplemente relajarse.
- ☐ El paciente reanuda sus actividades de rutina, incluyendo trabajar o ejercicio en el mismo día.

Componentes del sistema

CoolipoTwin

-Placas fijas cryo

-Sonda manual cryo

-Electrodos

-Vendaje

-Cable

-Manual de Usuario

-Protocolo



COOLIPO_{TWIN} es posible en:

Vientre
Llantitas
Gluteos
Espalda
Caderas
Piernas
Rodillas
Brazos
Barbilla



- Rompe la grasa usando las placas Cryo, localizadamente en la zona afectada

Especificaciones Tecnicas

Cryolipolysis System

- ❑ Modelo: CoolipoTwin
- ❑ Entrada de energía: 110/220Vac 60Hz
- ❑ Max. Consumo Power: 350 w
- ❑ Dimensiones: 47 (W) 46 (D) 110 (H) cm
- ❑ Peso: 35 kg
- ❑ Temperatura de salida: -15C - 40C
- ❑ Frecuencia de la salida: 250Hz a 4000Hz
- ❑ Canales de salida: 1 sonda de mano, 4 placas fijas
- ❑ Tiempo del Tratamiento: 60 min. máx.

Casos

□ Antes



□ Despues



Casos

□ Antes



□ Despues



Casos

□ Antes



□ Despues



Casos

□ Antes



□ Despues



Casos

□ Antes



□ Despues



Casos

□ Antes



□ Despues





Distribuido en México por

Mex. (55) 5948 8034

Mty. (81) 1341 7929

(81) 1873 6493



contacto@tecnomedica.com.mx

Gracias